




DEX™

SE

COM-DEX
Remote Mic

1**2****3**

4



5



BESKRIVNING AV ENHETEN - se bild 1

1.1 strömknapp

1.2 strömknapp

1.3 lysdiod

1.4 mikrofon och lysdiod

1.5 laddningsport

1.6 klämma

Avsedd användning

COM DEX Remote Mic-enheten är en mikrofon med en inbyggd radio avsedd för överföring av ljud till en COM-DEX som är ansluten till användarens hörapparat(er). Målet är att förbättra hörapparat-användarens möjlighet att höra tal i besvärliga lyssningssituationer. **För optimal anslutning måste enheten och COM-DEX vara inom synhåll för varandra.**

OBSERVERA

Din Remote Mic är endast avsedd att användas med en COM-DEX (med inbyggd programvara V1.3 eller senare).

Tillbehör - se bild 2

USB-kabel

ANVÄNDA ENHETEN

Ladda din enhet - se bild 3

Anslut USB-kabeln till din enhet och strömkällan. Det tar cirka 3 timmar att ladda enheten.

OBSERVERA

Innan du kan använda den måste du koppla från USB-kabeln.

Batteriets livslängd: 8 timmars streamingtid.

Sätta på och stänga av enheten

Så här sätter du på enheten:

- Tryck på strömknappen och håll den intryckt i 3 sekunder.

Så här stänger du av enheten:

- Tryck på strömknappen och håll den intryckt i 3 sekunder.

Enheten stängs av automatiskt om den inte har strömmat ljud på mer än 30 minuter.

OBSERVERA

För att uppnå bästa möjliga ljud ska du alltid stänga av din COM-DEX Remote Mic om den inte används.

Parkoppla enheten

Para ihop din enhet med din COM-DEX

Följ dessa steg första gången du ska para ihop din enhet med din COM-DEX:

1. Se till att din COM-DEX är i hoppningsläge.
2. Sätt på enheten. Första gången du gör detta kommer enheten att ställas in i hoppningsläge och anslutas automatiskt till din COM DEX. Detta kan ta några minuter.

OBSERVERA

När du har parat ihop enheten med din COM DEX sparas denna inställning och enheten ansluts automatiskt om din COM DEX är på.

Återställning av COM DEX Remote Mic för en ny hoppning:

1. Sätt på enheten.
2. Återställ enheten till fabriksinställningarna genom att hålla båda knapparna nedtryckta i 5 sekunder. Enheten kommer att ställas in på hoppningsläge.
3. Följ anvisningarna för hoppning som beskrivs ovan.

Använda enheten - se bild 4

Ta bort skyddsfilmerna innan du använder enheten.

Placera enheten på skjortkragen på den person du vill höra.

Sätt på enheten. Remote Mic börjar strömma automatiskt.

OBSERVERA

Under strömning stängs hörapparatmikrofonerna av. När Remote Mic har slutat att strömma slås hörapparatmikrofonerna på igen efter några sekunder. Om du vill sätta på hörapparatmikrofonerna under strömning trycker du på rumavstängningsknappen på din COM-DEX.

Tryck på strömknappen på din Remote Mic om du vill starta och stoppa strömning. Under strömning lyser lysdioden grönt.

OBSERVERA

Om du vill använda din enhet via COM DEX-appen måste du uppdatera appen.

Ljudjustering

Ljudet som strömmas från enheten till COM-DEX kan justeras i 3 nivåer. Tryck på strömknappen på sidan av enheten så ändras ljudnivån i en trestegscirkel (högsta nivå - lägsta nivå - tillbaka till normal nivå).

Lampor - se bild 5

Din enhet har två lysdioder som blinkar i olika färger. Syftet med dessa färger är att informera dig om vilket läge som enheten är inställd på för närvarande.

- Fast rött ljus för den **nedre** lysdioden: Enheten laddas.
- Fast grönt ljus för den **nedre** lysdioden: Enheten är fulladdad.
- Blinkande blått-rött-blått-rött ljus för **båda** lysdioderna: Enheten är klar för hoppning.

- Blinkande blått ljus för den **övre** lysdioden: Enheten är på, men det finns ingen anslutning till den parkopplade COM-DEX-enheten.
- Blinkande grönt ljus för den **övre** lysdioden: Enheten är påslagen och ansluten till COM-DEX, men den strömmar inte.
- Fast grönt ljus för den **övre** lysdioden: Enheten är på och strömmar.
- Sporadiskt blinkande rött ljus för **båda** lysdiодerna: Batterinivån är låg.

Underhåll

- Rengör enheten med en fuktig trasa. Använd inga vätskor eller kemikalier och sänk inte ned den i vätska.
- Förvara enheten på en torr plats, utom räckhåll för barn och husdjur, när den inte används.
- Försök inte att själv öppna eller reparera enheten. Detta får endast utföras av behöriga tekniker.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Enheten fungerar inte	<ol style="list-style-type: none">1. Remote Mic har låg batterinivå2. COM-DEX har låg batterinivå3. Utanför räckvidden	<ol style="list-style-type: none">1. Ladda Remote Mic2. Ladda din COM-DEX3. Håll enheterna inom synhåll för varandra och inom räckvidden (upp till 10 m)
Inget ljud	<ol style="list-style-type: none">1. Ej kopplad med COM-DEX2. COM-DEX är utanför hörapparatsens räckvidd3. Hörapparaten har låg batterinivå	<ol style="list-style-type: none">1. Upprepa hopparningsproceduren2. Flytta enheten innanför räckvidden3. Byt batterier i hörapparaten

Om problemet kvarstår kontaktar du din audionom. För mer information, besök: <https://global.widex.com>.

Varningar



Lämna inte enheten utan uppsikt vid laddning.



Enheten bör förvaras och transporteras inom ett temperaturintervall på -10 °C till +50 °C och vid en relativ luftfuktighet på < 90 %.



Enheten är konstruerad för att användas från 5 °C till 40 °C.



Skydda enheten från damm eller yttre partiklar.



Vi rekommenderar att du använder en USB-adapter för 5 V och 500 mA.



Använd inte enheten i gruvor eller andra områden med explosiva gaser.



När enheten är ansluten via micro-USB-kabeln till extern utrustning som är ansluten till elnätet, exempelvis en laddare, dator, ljudkälla eller liknande, måste denna utrustning uppfylla IEC 60950-1, IEC 62368-1, IEC 60601-1 eller motsvarande säkerhetsstandarder.



Använd endast de tillbehör och kablar som följer med vid köpet. Användning av andra kablar än de som specificerats eller tillhandahållits kan resultera i ökade elektromagnetiska emissioner eller minskad elektromagnetisk immunitet hos denna utrustning och resultera i felaktig funktion.

INFORMATION OM GÄLLANDE REGELVERK

Direktiv 2014/53/EG

Widex A/S intygar härmed att denna COM-DEX Remote Mic uppfyller de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EG.

Denna enhet innehåller radiosändare som arbetar på: 2,4 GHz, 0,9 mW EIRP.

En kopia på försäkran om överensstämmelse finns på:

<https://global.widex.com/doc>



N26346

Information om kassering

Släng inte hörapparater, hörapparattillbehör och batterier tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.

Hörapparater, batterier och hörapparattillbehör ska slängas på avfallsstationer som är avsedda för elektriskt och elektroniskt avfall, eller lämnas till din audionom för säker avfallshantering.

SYMBOLER

Symboler som ofta används av Widex A/S i märkning av medicinska produkter (etiketter, bruksanvisningar m.m.).

Symbol	Rubrik/beskrivning
--------	--------------------

**Tillverkare**

Produkten tillverkas av den tillverkare vars namn och adress anges intill symbolen. Om tillämpligt anges även tillverkningsdatumet.

**Katalognummer**

Produktens katalognummer (artikelnummer).

**Se bruksanvisningen**

Bruksanvisningen innehåller viktig säkerhetsinformation (varningar/försiktighetsåtgärder) och måste läsas innan produkten används.

**Varning**

Text som har markerats med en varningssymbol måste läsas innan produkten används.

**WEEE-märkning**

”Får inte kastas i vanligt avfall” När produkten ska kasseras måste den lämnas till avsedd insamlingsstation för återvinning och återanvändning för att undvika risk för skador på miljön eller människors hälsa som en följd av de farliga ämnen som den innehåller.

**CE-märkning**

Produkten överensstämmer med de krav som anges i de europeiska direktiven för CE-märkning.

Symbol **Rubrik/beskrivning**



RCM-märkning

Produkten uppfyller elsäkerhetskrav, EMC-direktivets krav och radiospektrumreglerande krav för produkter som levereras till marknaden i Australien eller Nya Zeeland.



WIDEX A/S

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngge, Denmark

<https://global.widex.com>



Manual no.:

9 514 0380 081 #03

Issue:

2020-01

