

OTICON | **ConnectLine**
Mikrofon



Bruksanvisning

oticon
PEOPLE FIRST

Introduktion

Bruksanvisningen vägleder dig i hur du använder och tar hand om din nya ConnectLine-mikrofon. Läs noga igenom broschyren, inklusive avsnittet "**Varningar**". Det hjälper dig att använda enheten på rätt sätt.

Vid ytterligare frågor om produkten, kontakta din audionom.

Bruksanvisningen innehåller en hänvisningslista för de olika avsnitten, som gör det lättare att hitta det du söker.

| **Om** | [Komma igång](#) | [Daglig användning](#) | [Varningar](#) | [Övrig information](#) |

Avsedd användning

Mikrofonen kan användas av t.ex. en föreläsare eller en person som samtalar med en användare av hörapparater, för att underlätta för användaren att höra vad som sägs. Talljudet överförs från mikrofonen direkt till användarens hörapparater.

Innehållsförteckning

Om

Förpackningens innehåll	6
Produktöversikt	7
Så här fungerar mikrofonen	8
Laddning och strömindikator	10

Komma igång

Ihopkoppling/grundinställning (görs bara en gång)	12
---	----

Daglig användning

Aktivera mikrofonen	16
Pausa ljudet	18
Aktivera ljudet från Streamer Pro	20
Kontrollera ljudet	22
Stänga av mikrofonen	23

Varningar

Inte en leksak	24
Användning på flygplan	24

Aktiva implantat	24
Utsätt inte mikrofonen för hetta	25
Rengöring	25
Mikrofonen får endast laddas med UL/IEC-godkänd utrustning	25
Använda halsband	25
Explosionsrisk	26
Produkter som efterlever R&TTE	26
Röntgen, datortomografi och elektroterapi	26

Övrig information

Garantibevis	28
Internationell garanti	29
Viktig tilläggsinformation	32

Förpackningens innehåll

Mikrofon



Fodral




Halsband



Strömadapter*



Denna bruksanvisning



*Utformning och standard varierar från land till land.

Produktöversikt




Statusindikator (orange)

Mikrofoningång (tal)

Strömindikator (grön)


Av/på-knapp

Mikrofoningång
(brusdetektor),
får ej täckas över



Så här fungerar mikrofonen

Mikrofonen överför talljudet direkt till användarens hörapparater.




Mikrofonen ska riktas mot talarens mun på 10-20 cm avstånd.



Användning med klämma



Användning med halsband




Felaktig användning


Obs: Mikrofonen fungerar endast med en Streamer/användare åt gången

Laddning och strömindikator

För att ladda mikrofonen, anslut strömadaptern till laddningsuttaget på mikrofonen.




Fast rött sken




Svagt batteri.
Max. 20 minuters taltid
återstår.

Blinkande grönt sken



Laddning pågår.

Fast grönt sken



Fulladdad efter ca. 1,5
timme. Kan därefter
användas i ca. 5 timmar.

Ihopkoppling/grundinställning (görs bara en gång)

1. Streamer Pro i ihopkopplingsläge



Tryck in av/på-knappen, enligt ovan.

6 sek.




Fortsätt trycka tills den blå lampan börjar blinka (ca. 6 sekunder).

2. Mikrofon i ihopkopplingsläge

6 sek.



Tryck in av/på-knappen på mikrofonen i sex sekunder tills den orangea lampan blinkar snabbt.



Lampan blinkar snabbt när mikrofonen är i ihopkopplingsläge.

3. Mikrofonen är ihopkopplad



Efter ca. en minut lyser de orangea lamporna på Streamer Pro och mikrofonen med ett fast sken.


Aktivera mikrofonen

1. Se till att Streamer Pro är påslagen



Tryck på av/på-knappen tills alla lampor på framsidan lyser och strömindikatorn på ovansidan blinkar.

2. Aktivera mikrofonen




Tryck kort på av/på-knappen.



Den orangea lampan blinkar långsamt.


3. Ljudöverföring från mikrofonen till Streamer Pro




De orangea lamporna på Streamer Pro och mikrofonen lyser.

Pausa ljudet


a. Pausa ljudet från mikrofonen



Tryck kort på av/
på-knappen på
mikrofonen.




Den orangea lampan
slocknar.



Den orangea lampan på Streamer Pro
slocknar.


b. Pausa ljudet från Streamer Pro



Tryck kort på mik-
rofonknappen på
Streamer Pro.




Den orangea lam-
pan slocknar.



Den orangea lampan på mikrofonen
slocknar.


Aktivera ljudet från Streamer Pro

1. Se till att mikrofonen är påslagen



Den gröna lampan lyser.

2. Aktivera ljudet från Streamer Pro




Tryck kort på mikrofonknappen.




Den orangea lampan blinkar nu långsamt.

3. Ljudöverföring från mikrofonen till Streamer Pro




Efter två sekunder tänds den orangea lampan på mikrofonen.

Kontrollera ljudet



Slå försiktigt på mikrofonen med ett finger för att kontrollera att ljudet hörs i hörapparaterna.

Stänga av mikrofonen



Tryck in av/på-knappen i två sekunder, tills den gröna lampan slocknar.

Varningar

Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda ConnectLine-mikrofonen. Bruksanvisningen innehåller förklaringar och viktig information om användning och Daglig användning av enheten.

Inte en leksak

- ConnectLine-mikrofonen är inte en leksak och ska därför förvaras utom räckhåll för barn och alla andra som skulle kunna svälja delar eller skada sig på annat sätt. Var extra försiktig med de minsta komponenterna för att undvika att barn sväljer dem med risk för kvävning. Om en del har svalts ned, uppsök läkare omedelbart.

Användning på flygplan

- ConnectLine-mikrofonen får bara användas ombord på flygplan om flygpersonalen uttryckligen godkänt detta.

Aktiva implantat

- Iakttag försiktighet om du har aktiva implantat. ConnectLine-mikrofonen har trådlös överföring. Förvara mikrofonen på minst 15 cm avstånd från implantat, dvs. bär den inte t.ex. i bröstfickan. Ett allmänt råd är att följa riktlinjerna från tillverkare av implanterbara defibrillatorer och pacemakers när det gäller användning av mobiltelefoner.

- Om du har ett aktivt hjärtimplantat, kontakta implantattillverkaren för att få information om eventuella risker.

Utsätt inte mikrofonen för hetta

- Utsätt inte ConnectLine-mikrofonen för stark hetta genom att placera den i ugnen eller mikrovågsugnen eller genom att bränna den. Det finns en risk för att den kan explodera och orsaka allvarlig skada.

Rengöring

- Oticon rekommenderar regelbunden rengöring med en fuktig trasa utan lösningsmedel.
- Sänk inte ner ConnectLine-mikrofonen i vatten eller andra vätskor.

Mikrofonen får endast laddas med UL/IEC-godkänd utrustning

- Säkerheten för laddning med USB-sladden avgörs av den externa utrustningen. När USB-sladden är ansluten till nätströmsdriven utrustning, måste denna efterleva IEC 60950, IEC-60065, IEC-60601 eller motsvarande säkerhetsstandarder.

Använda halsband

- Om halsbandet skulle fastna i något medan du bär det, är det utformat så att det lossnar automatiskt. Försök därför aldrig korta ner eller modifiera halsbandet. Halsbandet ska inte användas till barn som väger mindre än 11 kg.

Varningar

Explosionsrisk

- Strömkällan i mikrofonen alstrar inte tillräckligt med energi för att orsaka brand vid normal användning. Mikrofonen har inte testats enligt överensstämmelse med internationella standarder som gäller för explosiva miljöer. Vi rekommenderar att du inte använder mikrofonen i miljöer där explosionsrisk föreligger.

Produkter som efterlever R&TTE

- När ConnectLine-mikrofonen används i Norge måste man kontrollera att ingen radioöverföring sker inom 20 km radie från centret i Ny-Aalesund.

Röntgen, datortomografi och elektroterapi

- Bär inte mikrofonen vid röntgen, CT/MR/PET-skanning, elektroterapi eller kirurgi.

Garantibevis

Användare: _____

Hörselklinik/audionom: _____

Adress: _____

Telefon: _____

Inköpsdatum: _____

Garantiperiod: _____ Månad: _____

Modell: _____ Serienummer: _____

Internationell garanti

Tillverkaren, Oticon, utfärdar en ettårig begränsad garanti till den ursprungliga köparen av denna produkt.

Garantin börjar gälla vid inköpsdatumet för denna utrustning och gäller i ett kalenderår efter inköpsdatumet.

Vänligen observera att avvikande garantier kan gälla i ditt land. Tala med din audionom för mer information.

Vad omfattas av denna garanti?

Alla elektroniska komponenter som, pga. defekter i utförande, tillverkning eller design, inte fungerar korrekt vid normal användning under garantiperioden kommer att bytas ut eller repareras utan kostnad för delar eller arbete när den returneras till inköpsstället. Kunden betalar för transporten. Om det kan klargöras att det inte går att reparera enheten, kan den komma att ersättas mot en likvärdig efter överenskommelse mellan audionom och kund.

Vad omfattas inte av denna garanti?

Denna ettåriga begränsade garanti gäller inte:

- Fel som orsakats av felaktig användning, försummelse eller olycka.
- Kringutrustning som beskrivs i bruksanvisningen, om sådana artiklar har köpts för mer än 90 dagar sedan.
- Batterier.
- Enheter som har anslutits, installerats, använts eller justerats på ett sätt som strider mot bruksanvisningen.
- Följdsador och skador som orsakats av fördröjning eller förlust av denna enhet. Den enda gottgörelsen enligt denna garanti är strikt begränsad till reparation eller utbyte eller det som anges här.

- Produkter som skadats under transport, såvida inte ärendet undersökts av speditören och returnerats till garantiutfärdaren tillsammans med undersökningsrapporten.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att när som helst förändra design eller konstruktion för alla sina enheter utan att detta medför några skyldigheter att göra några som helst förändringar av redan sålda enheter. Denna garanti gäller framför alla andra uttryckliga garantier från tillverkaren. Ingen representant eller person är auktoriserad att representera eller göra utfästelser om tillverkarens ansvarsskyldighet i samband med försäljning eller användning av denna produkt utöver det som anges ovan.

Om din ConnectLine-mikrofon behöver service enligt detta garantiavtal, förpacka in enheten noga för att undvika skada under transport och returnera den till inköpsstället. Bifoga en detaljerad beskrivning av problemet, ditt fullständiga namn, fakturerings- och leveransadress samt telefonnummer.

Ovanstående garanti påverkar inte den lagliga rätt som tillämpas enligt nationell lagstiftning angående konsumentvaror. Ditt inköpsställe kan ha en garanti som sträcker sig utöver denna begränsade garanti. Vänligen rådfråga ditt inköpsställe för att få mer information.

Viktig tilläggsinformation

Den trådlösa ConnectLine-mikrofonen innehåller en radiosändare som använder en frekvenshoppande teknologi i ISM-bandet vid 2.4 GHz.

Sändarens högsta ledda uteffekt är mindre än 6 dBm, och antennen är en liten PCB-antenn med en riktverksförstärkning på mindre än 2 dBi (dB över en isotropisk eller rundverkande antenn).

Emissionen från ConnectLine-mikrofonen ligger långt under internationella gränsvärden för mänsklig exponering. Som en jämförelse är strålningen från ConnectLine-mikrofonen lägre än den oönskade strålning som avges från exempelvis halogenlampor, datorskärmar, diskmaskiner osv. ConnectLine-mikrofonen är utformad

för att uppfylla de internationella standarderna för elektromagnetisk kompatibilitet.

USA och Kanada

På grund av det begränsade utrymmet på enheten återfinns många av de relevanta godkännande märkningarna i detta dokument.

Denna enhet är certifierad enligt:

FCC ID: U28MIC110
IC: 1350B-MIC110

Denna enhet efterlever del 15 av FCC-regelverket samt Industry Canadas RSS (utan licens).

Användande har följande två förbehåll: denna utrustning orsakar ej skadlig interferens. denna utrustning kan påverkas av yttre störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Obs: Denna utrustning har testats och befunnits efterleva gränserna för en klass B digital enhet i enlighet med del 15 i FCC-regelverket. Dessa gränser är avsedda att tillhandahålla ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsmiljö. Denna enhet använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier för att en viss installation inte kommer att orsaka störningar.

Om denna enhet orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan bestämmas genom att man stänger av och slår på enheten, uppmanas användaren att försöka rätta till detta genom en eller flera av följande åtgärder:

- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Härmed deklarerar Oticon att denna ConnectLine-mikrofon överensstämmer med de väsentliga kraven samt övriga relevanta bestämmelser enligt direktiv 1999/5/EC.

Deklaration gällande överensstämmelse finns att tillgå från:



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark
www.oticon.global

169199SE / 13.09.16



Avfall från all elektronisk utrustning ska hanteras enligt lokala föreskrifter.



E2831



169199SE / 13.09.16



oticon
PEOPLE FIRST

1691995E / 13.09.16