

D-Dry

Phonak tørre- og rensboks med UV lys



Tørring

Vedligeholdende tørreproces med elektrisk opvarmning

- Skånsom proces med varme
- Varmen i kammeret tillader den indsamlede fugt i høreapparaterne og ørepropperne at forsvinde.
- Beskytter mod fugt.
- Vigtigt. Ofte og gerne hver dag.



Tidsindstilling og automatisk slukning

- 3 timers tørretid til normal fugtsamling.
- 6 timers tørretid efter brug i eks. høj luftfugtighed eller efter brug til sportsaktiviteter.
- Enheden slukker automatisk efter fuldendt tørring.
- Nem anvendelse ved tryk på en knap.



Bakteriereducerende UV lys, „Hygiejne PLUS“

- Behandling af høresystemer og ørepropper ved brug af UV lys reducerer bakterieaktivitet og minimerer risiko for hudinfektioner i og omkring øret.
- Effektiviteten af lyskilden er godkendt af test-laboratorier.
- Fuldautomatisk renseproces på 5 minutter.
- UV C lys lukker ned så snart låget åbnes.
- Lang levetid på UV lys.

D-Dry 3 i 1

- Kompakt desinficeringskammer til tørring, rensning med UV lys og opbevaring.
- Tørrer med elektrisk opvarmning.
- Forvalg på tørretid afhængig af mængden af fugt i apparaterne. Normal - 3 timer. Intens - 6 timer.
- Beskyttet mod overophedning.
- Låg med magnetisk lukkemekanisme.
- Strømforbrug: 5V strømtilslutning.
- (100 til 240 V) eller isat USB/mini USB kabel til computeren.



Strømforsyning

- Alm. strømforsyning og USB på din computer (kabel er inkluderet i pakken).
- Leveres med EU, US, UK og Australsk stik.